

Katalog produktów



-130°C do -170°C

Sprzęt do krioterapii całego ciała i miejscowej

Producent z certyfikatem ISO | zatwierdzonym przez TÜV Rheinland



**DLACZEGO
CRYOMED?**

Kompleksowa pomoc

Od doradztwa w sprawie najlepszego modelu dla Twojej lokalizacji aż do marketingu i mediów społecznościowych – jeżeli chcesz zbudować od podstaw swój biznes w dziedzinie krioterapii, możesz na nas liczyć.

Wszystkie sprawy dotyczące instalacji, obsługi i utrzymania natychmiast kierujemy do odpowiedniego działu.

Opcje finansowania

Wybierz leasing, wynajem lub zakup w rozliczeniu, aby postawić pierwsze kroki w biznesie.

Intensywne szkolenia dla operatorów

Wyszkolimy Twoich operatorów na miejscu lub w trybie online. Dodatkowo oferujemy jedyny w swoim rodzaju, darmowy kurs online dla naszych klientów, w którym przekażemy Ci ogromny zasób wiedzy na temat krioterapii oraz jej działania w branżach beauty, wellness, w sporcie i opiece zdrowotnej.

Szybka diagnostyka i pomoc techniczna

Dzięki dostępnej we wszystkich modelach Cryomed łączności WiFi nasi specjaliści są w stanie szybko zlokalizować problem z urządzeniem.

19+

lat doświadczenia

1800+

sprzedanych urządzeń

70+

krajów, w których
działa nasz sprzęt

BRANŻE, KTÓRE OBSŁUGUJEMY




**Beauty i
wellness**



Sport



**Opieka
zdrowotna**



**Centra
krioterapii**

CO TO JEST KRIOTERAPIA CAŁEGO CIAŁA?

Krioterapia całego ciała jest nieinwazyjnym, bezkontaktowym zabiegiem z użyciem temperatur od -130 do -170°C . Krótkotrwałe wystawienie ciała na działanie skrajnego zimna pobudza naturalne siły obronne organizmu, m.in. przyspieszając metabolizm, poprawiając krążenie krwi oraz zwiększając produkcję hormonów. Terapia z użyciem ekstremalnie niskich temperatur wzmacnia układ odpornościowy – jest idealnym środkiem zapobiegawczym w profilaktyce przeziębienia i grypy.



BEAUTY AND WELLNESS

Wśród celebrytów krioterapia całego ciała stała się nowym trendem. Jennifer Aniston, Demi Moore czy Lindsay Lohan to tylko niektóre gwiazdy, które decydują się na taki zabieg przed każdym ważnym wydarzeniem. Zabieg krioterapii zwiększa produkcję kolagenu ujędrniając skórę, a poprawa krążenia nadaje skórze blasku i pomaga zwalczać przebarwienia.

Krioterapia aktywuje procesy przemiany materii i odżywia skórę, przez co jest nieodzownym elementem programów redukcji masy ciała oraz walki z cellulitem. Po sesji krioterapii poprawia się mikrocyrkulacja, dzięki czemu maseczki, body wrapping i zastrzyki są skuteczniejsze.

ROZWIĄZANIE DLA

Hoteli i Spa | Centrów wellness | Salonów piękności



OPIEKA ZDROWOTNA

W wielu badaniach udowodniono skuteczność krioterapii całego ciała jako dodatkowego zabiegu przeciwko stanom zapalnym oraz np. w przypadku zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów i fibromialgii. Leczenie zimnem okazało się również użyteczne w przypadku chorób neurologicznych, łącznie ze stwardnieniem rozsianym i zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zespół depresyjno-lękowy. Odnotowano również zadowalające wyniki podczas leczenia schorzeń skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, egzema czy łuszczyca.

ROZWIĄZANIE DLA

Fizjoterapeutów | Chiropraktyków | Osteopatów

SPORT

Dlaczego leczenie zimnem stanowi ważną część regeneracji u Cristiano Ronaldo, LeBrons Jamesa oraz piłkarzy Juventusu Turyn czy Lazio Rzym? Zarówno u zawodowców, jak i u amatorów, sesje krioterapeutyczne po intensywnym treningu łagodzą objawy zmęczenia oraz opóźniają pojawienie się bólów mięśniowych zwanych potocznie zakwasami.

Sesje w kriosauunie są wykorzystywane w celu przyspieszenia rekonwalescencji po kontuzjach, ponieważ mogą uśmierzyć ból na pięć do sześciu godzin oraz zwalczają stany zapalne, opuchliznę oraz spięcia. Rehabilitację po urazie można skrócić z wielu miesięcy do kilku tygodni.

ROZWIĄZANIE DLA

Siłowni | Klubów fitness | Klubów sportowych



DLACZEGO SPRZĘT OD CRYOMED?

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI/LAN

Wszystkie urządzenia Cryomed są wyposażone w łączność Wi-Fi, którą aktywuje się poprzez jedno wciśnięcie przycisku. Umożliwia to zdalną diagnostykę oraz aktualizację oprogramowania, pozwala również na wysyłanie statystyk sesji oraz raportów pocztą elektroniczną.

NISKIE ZUŻYCIE AZOTU

Wszystkie modele Cryomed cechują się zużyciem azotu poniżej średniej rynkowej: od 2,9 do 3,3 litra podczas chłodzenia, od 2,5 do 4 litrów na 3-minutowy zabieg, w zależności od modelu.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE DZIAŁANIE

Dzięki nowemu oprogramowaniu Cryomed obsługa kriosauuny nigdy nie była tak prosta. Zaprojektowaliśmy nasze kriosauuny w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko

wystąpienia ludzkiego błędu.

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK

Wszystkie kriosauuny od Cryomed są wyposażone w elektryczne podnośniki, które umożliwiają łatwą korektę pozycji klienta w kabinie. Nasze podnośniki o dużej mocy są w stanie podnieść do 250 kg. W najlepiej wyposażonych modelach Cryomed podnośnik jest automatycznie ustawiany poprzez czujnik zbliżeniowy.

WBUDOWANE CZUJNIKI

Nawet najuboższe wersje urządzeń Cryomed wyposażyliśmy w podstawowe zabezpieczenia, takie jak wyłącznik bezpieczeństwa lub specjalnie zaprojektowane drzwi, które łatwo otworzyć od wewnątrz. Dodatkowo nasze kriosauuny mają czujniki zamknięcia drzwi oraz poziomu azotu. Modele z najwyższej

półki mają aż do siedmiu czujników oraz po dwa wyłączniki bezpieczeństwa, dzięki czemu należą do najbezpieczniejszych na rynku.

AUTOMATYCZNE SUSZENIE

Kriosauuny od Cryomed nie wymagają przymusowych przestojów podczas dnia roboczego. Pełne suszenie można wykonać już po godzinach. Po zakończeniu suszenia maszyna automatycznie się wyłącza.


WIARYGODNY ODCZYT TEMPERATURY

Wszystkie urządzenia Cryomed są wyposażone w niezawodne i bezobsługowe czujniki temperatury umieszczone w stalowych obudowach.


3 LATA GWARANCJI

Jako lider branży Cryomed oferuje 3 lata lub 6 000 sesji gwarancji.

Rozmiary kabin



Kolory standardowe



Kolory opcjonalne



Zasilanie azotem



Pod ciśnieniem
czołg

lub



Bezciśnieniowe
Dewar



CRYOMED PRO

Sprawdzony klasyk

Cryomed Pro to nasz sztanarowy produkt – trwały i budzący zaufanie, zaprojektowany do przeprowadzania najbezpieczniejszych zabiegów krioterapii i dostarczania niepowtarzalnych wrażeń. Łatwo dostosujesz ten model do wystroju Twojego studia. Oferujemy kriosauuny Cryomed z dwoma rodzajami zaopatrzenia w azot: niesprężony ze zbiornika Dewar lub z cylindrów pod ciśnieniem. Do każdej kriosauuny typu Dewar dołączane są dwa zbiorniki z niesprężonym azotem.

Do każdego urządzenia Cryomed możesz zamówić dodatkowe, opcjonalne akcesoria. Pokrywa bezpieczeństwa z miękkim, regulowanym kołnierzem to dobry wybór, aby zoptymalizować chłodzenie górnej części ciała oraz zapewnić bardziej równomierny rozkład temperatur w kabinie. Na życzenie dostępne są termometry w formie pistoletu, czujniki tlenu i węże kriogeniczne.

Nowoczesne podzespoły i sterowniki

10-calowy ekran dotykowy Najczęściej
Intuicyjny interfejs i łatwa obsługa

System audio i oświetlenie LED

Muzyka w tle i regulowane oświetlenie tworzą przyjemną atmosferę podczas zabiegu

ZALETY

Bestseller

Najczęściej wybierana kriosauna na świecie

Bezpieczna i niezawodna

5 wbudowanych czujników w celu maksymalnej ochrony

Nowatorskie innowacje

CRYOMED BASIC

Korzystny zakup

Cryomed Basic wygląda równie dobrze co Cryomed Pro – jest wyposażona w oświetlenie LED u góry oraz pod kabiną. Zużycie azotu jest również identyczne, niższa jest za to cena. Dzięki łączności z siecią Wi-Fi w razie potrzeby możesz uzyskać aktualizacje oprogramowania oraz zdalną diagnostykę sprzętu. Dostępna jest również funkcja kontroli zdalnej oraz możliwość wysyłania codziennych statystyk pocztą elektroniczną.

Opcjonalnie możesz zamówić funkcje dostępne w modelu Cryomed Pro, takie jak czujniki zbliżeniowy i czujnik operatora czy system audio sterowany przez Bluetooth. We wszystkich modelach Cryomed można wybrać kolor pokrywy zewnętrznej oraz tapicerki. Dodatkowo można zmienić rozmiar kabiny zmniejszając bądź zwiększając średnicę i wysokość. Aby uzyskać informacje na temat innych dostępnych opcji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.



ZALETY

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Produkt najwyższej jakości dostępny w atrakcyjnej cenie

Bezpieczne środowisko do zabiegów krioterapii

Wszystkie istotne zabezpieczenia wbudowane w sprzęt

Doskonały wygląd

Perfekcyjnie dopasuje się do designu Twoich wnętrz

7-calowy ekran dotykowy

Przyjazny dla użytkownika interfejs

22-calowy ekran informacyjny

Temperatura i odliczanie czasu przed oczyma

Diody LED u góry i pod kabiną

Regulowane oświetlenie w celu osiągnięcia najlepszego user experience



CRYOMED ONE

Mądry wybór

Cryomed One to model najnowszej generacji: skuteczny, szybki w instalacji i łatwy w użytkowaniu. Może się on poszczycić minimalistycznym designem oraz zaawansowanym systemem zapobiegania wypadkom z pięcioma wbudowanymi czujnikami i dwoma wyłącznikami bezpieczeństwa: po jednym dla operatora i klienta. Cryomed One ma kompaktowy rozmiar, który umożliwia umieszczenie sprzętu w przestrzeniach nieosiągalnych dla innych kriosau. Urządzenie wymaga jedynie jednego metra kwadratowego powierzchni podłogi. Inną zaletą konstrukcji Cryomed One jest najniższe na rynku zużycie azotu.

Ten model jest absolutnie jedyny w swoim rodzaju, ponieważ może pracować ze zbiornikami zarówno ze sprężonym, jak i z niesprężonym azotem. Dzięki temu właściciele salonów mają pełną dowolność w wyborze dostawcy azotu.

ZALETY

Podwyższony poziom bezpieczeństwa

Czujnik zbliżeniowy i czujnik operatora zapewniają bezpieczeństwo podczas zabiegu

10-calowy ekran informacyjny

Aktualna temperatura oraz odliczanie czasu zawsze przed oczami klienta

System audio Bluetooth

Muzyka w tle umila czas podczas sesji

Oświetlenie LED pod kabiną

Nastrojowe światło ułatwia wykonanie estetycznych zdjęć i filmików

Zaawansowana technologia

Własny, niezwykle ekonomiczny system zasilania azotem

Design cieszący oko klienta

Kolory i opcje dostosowane do Twoich potrzeb

CRYOMED MINI

Mniej znaczy więcej

CCryomed Mini to „odchudzona” i tańsza wersja Cryomed One. Poza wyglądem zachowała wszystkie zalety Cryomed One: niewielkie obciążenie dla środowiska, technologię plug and play, niskie zużycie azotu. Poza tym Cryomed Mini może być zasilany na dwa sposoby, dzięki czemu można do niej podłączyć zbiorniki ze sprężonym i niesprężonym azotem.

Połączenie z siecią Wi-Fi za pomocą jednego przycisku umożliwia zdalną diagnostykę urządzenia oraz aktualizacje oprogramowania, jak również otrzymywanie codziennych raportów na adres mailowy. Cryomed Mini może być również sterowana w sposób zdalny.

Cryomed Mini oferuje wszystko, czego potrzebujesz do skutecznych zabiegów krioterapii. Można ją również zamontować w pojeździe jako urządzenie mobilne. Cryomed Mini jest również popularnym rozwiązaniem do zastosowania w domowym zaciszu.



ZALETY

Oszczędność pieniędzy

Rozsądna cena

Oszczędność miejsca

Zajmuje jedynie jeden metr kwadratowy

Oszczędność czasu montażu

Dostarczona w jednej części, nie wymaga składania

Oszczędność azotu

Jedynie 2,5 litra na 3-minutową sesję

Oszczędność opłat za dostawę

Dostarczona na jednej palecie

Wkomponuje się w każdą przestrzeń

Dostępna w różnych kolorach



CZYM JEST KRIOTERAPIA MIEJSCOWA?

Krioterapia miejscowa lub punktowa jest stosowana do zabiegów na problematycznych częściach ciała – w tym stosujemy strumień par azotu o temperaturze sięgającej -130°C . Dzięki niskim temperaturom osiąganym przez urządzenia do krioterapii miejscowej pojedynczy zabieg trwa nie więcej niż dziesięć minut – w przeciwieństwie do konwencjonalnego leczenia zimnem. Zabieg jest bezpieczny, szybki, bezbolesny i przyjemny. W przeciwieństwie do krioterapii całego ciała, podczas której należy stać w kabinie, zabieg

krioterapii miejscowej może odbywać się w pozycji leżącej bądź siedzącej. Jest to bardzo wygodne dla osób z urazami, przy których przyjęcie pozycji stojącej może być bolesne lub wręcz niemożliwe, np. w przypadku zwichnięcia stawu skokowego. W dodatku cały zabieg skupia się na wydzielonym obszarze, nie działa więc na naczynia krwionośne całego ciała. Jest to dobra wiadomość dla osób o kiepskiej wydolności sercowo-naczyniowej, dla których krioterapia całego ciała nie jest zalecana. Krioterapia całego ciała

stymuluje receptory zimna w całym ciele i wywołuje reakcję całego układu, ale niektóre części ciała wymagają więcej uwagi. To jest właśnie główny obszar zastosowania krioterapii miejscowej. To idealna metoda leczenia konkretnych stawów bądź grup mięśni. Zabiegowi można poddać niemal każdą część ciała. Najpopularniejsze obszary to szyja, dolna część pleców, barki, łokcie, przedramiona, biodra, kolana, kostki i pięty w przypadku zapalenia powięzi podeszwowej.

W BRANŻY BEAUTY

Krioterapię punktową stosuje się w celu ujędrnienia skóry i zwiększenia produkcji kolagenu. Miejscowe leczenie zimnem poprawia krążenie, dlatego jest ono elementem programów antycellulitowych. Krioterapia twarzy to chłodzenie skóry twarzy, głowy oraz szyi. Zabiegi te działają od wewnątrz, redukując drobne linie i zmarszczki oraz zwalczając przebarwienia, krostki oraz blizny po trądziku. Krioterapia twarzy odmładza skórę, zwalcza zaczerwienienia i opuchliznę oraz poprawia odcień skóry. Dodatkowo ściąga pory. Krioterapia twarzy to bezpieczne, nieinwazyjne zabiegi, które w naturalny sposób poprawiają wygląd.

W ŁAGODZENIU BÓLU

Poprzez szybkie chłodzenie skóry w wyznaczonych miejscach krioterapia miejscowa uśmierza ból, łagodzi stany zapalne oraz opuchliznę wywołując przeciwzapalną odpowiedź organizmu. Poprzez naturalny efekt przeciwbólowy wywoływany podczas chłodzenia, jest ona pomocna w walce z bólem

spowodowanym zapaleniem stawów bądź innymi stanami zapalnymi, łącznie z zapaleniem ścięgien oraz występującym u sportowców bólem podudzia (shin splints). Dodatkowo, zabiegi krioterapii miejscowej poprawiają ruchliwość stawów wspomagając krążenie i łagodząc ból. Krioterapia punktowa to świetna metoda na przyspieszenie rehabilitacji po operacji lub kontuzji. Wspomaga i przyspiesza ona naturalne procesy lecznicze zachodzące w organizmie i naprawia zniszczone tkanki. Pomaga również w usuwaniu blizn.

DLA SPORTOWCÓW

Krioterapię miejscową można zastosować w dowolnym miejscu i czasie, np. podczas zawodów – wszystko dzięki przenośności oraz kompaktowym rozmiarom urządzeń. Jest to silniejszy, skuteczniejszy i szybszy zabieg niż tradycyjne okładanie lodem. Wiele sportowców stosuje ją po treningach, ponieważ zimno w naturalny sposób uśmierza ból. W przypadku kontuzji, które u sportowców zdarzają się dość często, przyspieszenie natlenionej krwi spowodowane poprawą krążenia wspomaga procesy lecznicze i skraca czas rehabilitacji i rekonwalescencji.



CRYOFAN CF-05



**Nowoczesny wygląd
i łatwa obsługa**

Cryofan CF-05, znany również jako dmuchawa kriogeniczna, to kompaktowe urządzenie o opływowych kształtach, które umożliwia przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych zabiegów krioterapii miejscowej. Temperatura schłodzonego powietrza może osiągnąć -130°C . Na 7-calowym ekranie można dokonać wyboru czasu trwania sesji i temperatury.

Długi elastyczny wąż (1,4m) oraz dwie znajdujące się w zestawie dysze o rozmiarach 7mm i 9mm ułatwiają dotarcie do mniejszych lub większych obszarów, w zależności od rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Aby przeprowadzić jeden 10-minutowy zabieg przy temperaturze -100°C i użyciu dyszy 7 mm, potrzebne jest 0,75 litra ciekłego azotu. Im większa dysza i niższa temperatura, tym wyższe zużycie azotu. Do urządzenia dołączamy 35-litrowy zbiornik Dewar, używany również w kriosaukach. Z praktycznego punktu widzenia, dmuchawa kriogeniczna zajmuje mało miejsca, niewiele kosztuje i jest niedroga w obsłudze. To idealne rozwiązanie dla salonów piękności, które chcą uzupełnić swoją ofertę o krioterapię twarzy i zabiegi antycellulitowe.

Dmuchawy są przenośne i łatwe w transporcie dzięki wytrzymałym kółkom, dzięki czemu można ich używać wszędzie i w każdej chwili. Dlatego są dobrym wyborem dla sportowców, którzy potrzebują zabiegów na przeciążonych grupach mięśni lub doznali urazów poszczególnych części ciała. Łatwa obsługa podczas wykonywania zabiegów z pewnością spodoba się właścicielom salonów piękności.

CRYOFAN CF-04

CRYOFAN CF-04 to kompaktowe, podstawowe urządzenie do zabiegów miejscowych. Dmuchawa ta znajduje się w naszej ofercie od 2015 roku, zdążyła więc udowodnić swoją skuteczność i niezawodność.

Główne zalety CRYOFAN CF-04 to prosty design, łatwa obsługa, niewielka masa i cicha praca. Dmuchawa potrzebuje mniej niż sześciu minut, aby osiągnąć temperaturę -100°C , potrzebną do rozpoczęcia zabiegu. Dziesięciominutowa sesja wymaga jedynie 0,75 litra azotu, co czyni to urządzenie najwydajniejszym na rynku.

CRYOFAN CF-04 jest zasilane z 35-litrowego zbiornika Dewar z niesprężonym azotem – takiego samego, jakiego używa się w kriosaukach typu Dewar. To dobry wybór, aby uzupełnić krioterapię całego ciała o zabiegi miejscowe. Do obsługi dmuchaw kriogenicznych nie są wymagane żadne uprawnienia medyczne – są one łatwe i bezproblemowe w użyciu.

Uwaga: zbiornik Dewar nie znajduje się w zestawie z CRYOFAN CF-04. Zaleca się jednak jego zakup, jeżeli nie masz dodatkowego zbiornika do Twojej kriosauki. Zbiornik Dewar można załadować na ruchomą platformę, aby zapewnić mobilność urządzenia.

CRYOFAN CF-04 można zasilać ze zbiorników Dewar o pojemności 10, 35 i 50 litrów.



**Niedrogi
i skuteczny**



Porozmawiajmy!

info@cryomedpoland.pl

Fitness Innovations Sp. z o.o.

Ul. Cystersów 26C/U3

31-55 Kraków

Nip: 6751710604